



vitaphone Tele-EKG-Card 100 IR



1-Kanal Event-Recorder

Tele-EKG-Monitoring zur sicheren und präzisen Diagnostik bei symptomatischen Herzrhythmusstörungen sowie zur Verlaufskontrolle nach operativen Eingriffen oder unter medikamentöser Therapie

- 1-Kanal EKG-Aufnahme
- Schnelles und einfaches Starten der EKG-Aufnahme
- Akustische EKG-Übertragung über Telefon
- Trockenelektroden, ohne Kabel
- Einfache 2-Tasten-Bedienung
- Handliches Scheckkartenformat

Technische Daten

Ableitungen: 1 (bipolar)
Abtastrate: 200 Hz
A/D-Auflösung: 12 Bit
Frequenzbereich: 0,5 bis 40 Hz
Speicherbare Events: 3
Aufnahme-/Eventdauer: 30 s
Speicherkapazität: 90 s
Übertragungsmodus: akustisch oder Infrarot (IR)
Abmessungen: 90 x 53 x 8 mm
Gewicht: 37 g (inkl. Batterie)